



Respirador 1860 (N95)

Ficha Técnica

Descripción

El respirador para partículas y mascarilla quirúrgica 1860 de 3M posee una capa interior suave para mayor comodidad y debido a que es resistente a los fluidos, ayuda a reducir la exposición potencial de los usuarios a sangre y otros fluidos corporales.

Características

- Es resistente a los fluidos con el propósito de reducir la exposición a sangre y fluidos corporales para el personal al cuidado de la salud, por lo que puede ser utilizada en cirugías.
- No contiene componentes de látex o hule natural.
- Puede ser utilizado durante la administración de fármacos a pacientes con SIDA
- Cuando se usa en forma correcta y en combinación con protección para los ojos cumple con el standard de OSHA para patógenos en la sangre.
- Proporciona una excelente filtración bacteriana, protegiendo contra partículas generadas por el usuario.

Limitaciones de Uso

No se debe utilizar en personas cuyo sistema respiratorio esté severamente afectado o tengan algún tipo de trastorno respiratorio.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos,.

Certificación

Certificado por NIOSH (National Institute for Occupational Safety And Health) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.

Cumple con los estándares para la transmisión de la bacteria de Tuberculosis del CDC (centro de control y prevención de enfermedades de USA).

Empaque

Pieza/Caja	Caja/Cartón	Piezas/Cartón
20	6	120
Código	70-0706-1236-4	

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.